

NordicMed Aps		
Titel: IFU XH1 Sikkerhedslancetter		Nr.: IFU-001
Side: 1/1	Revision: 02/00	Dato: 2023.03.29

Tilsigtet brug:

XH1 Sikkerhedslancetter er sterile lancetter beregnet til engangsbrug til kapillær-blodprøvetagning foretaget af uddannet sundhedspersonale.



Produktbeskrivelse:

XH1 Sikkerhedslancetter 21 G, 23 G og 28 G er sterile knapaktiverende enheder, som anvendes til punktur af huden. Hver plastikenhed indeholder en lancet lavet af rustfrit stål som er coatet med silikone på spidsen, samt en fjeder som sikrer, at lancetten automatisk trækkes tilbage efter aktivering.

Vejledning – Model XH1:

1. Forberedelse:

- a) Vælg den ønskede lancet-størrelse.
- b) Rengør indstiksstedet med egnet antiseptisk middel.



2. Instruktioner:

- a) Drej og fjern beskyttelseshætten.
- b) Placer lancetten på punkturstedet.
- c) Tryk lancettens knap ned mod punkturstedet for at aktivere udløsningsmekanismen.
- d) Efter brug bortskaffes den brugte lancet i passende beholder.

Forholdsregler / forsigtighedsregler:

1. Læs brugervejledning før brug.
2. Vælg lancet med korrekt stikdybde. Undlad at presse unødvendigt under brug.
3. Benyt værnemidler i henhold til stedets retningslinjer for at undgå utilsigtede infektioner.
4. I tilfælde af stikskader eller kontaminering med blod henvises til stedets retningslinjer.
5. Lancetten er et sterilt produkt til engangsbrug. Kontroller pakningen før brug. Anvend ikke lancetten, hvis udløbsdato er overskrevet eller pakningen har taget skade.
7. Efter brug bortskaffes lancetten i passende beholder.
8. Produktet skal opbevares, så børn ikke har adgang til det, da produktet består af små dele, som kan forårsage kvælning ved indtagelse.

Opbevaring og transport:

1. Lancetterne skal beskyttes mod stød og tryk for at undgå beskadigelse af den forseglede emballage og deformering af lancetterne.
2. Lancetterne skal opbevares i tørre, rene og ventilerede omgivelser.

Symboler:

	Fabrikant / Producent		CE-mærke med det bemyndigede organs registreringsnummer 0123		Batchnummer
	Autoriseret repræsentant i EU		Steriliseret vha. bestråling		Fremstillingsdato
	Forsigtig		Må ikke genanvendes		Udløbsdato
	Se brugsanvisning		Må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget		Medicinsk udstyr
	Denne side opad		Opbevares tørt		Beskyttes mod sollys
	Skrøbelig genstand, håndteres forsigtigt	—	—	—	—

Kontaktinformationer:

HETTICH Labinstrument Aps.
 Frydenborgvej 27 E, 3400 Hillerød
 E-mail: info@hettich.dk
 Telefon: 36 77 55 55
 www.Hettich.dk