



SAFETY-blodprøvetagnings sæt eller blodprøvetagnings sæt



+

Bloddyrkningsholder Brugsvejledning

Anvendelse

SAFETY-blodprøvetagnings sæt og/eller blodprøvetagnings sæt + bloddyrkningsholder anvendes til rutine blodprøvetagning. SAFETY-blodprøvetagnings sættet er designet med et sikkerhedsskjold, der kan aktiveres og øjeblikkeligt gemme nålen umiddelbart efter prøvetagningen for at reducere risiko for tilfældige stikskader. Bloddyrkningsholderen anvendes for at kunne fylde dyrkningskolber og prøverør.

Produktbeskrivelse

SAFETY-blodprøvetagnings sæt og/eller blodprøvetagnings sæt + bloddyrkningsholder er et sterilt engangsprøvetagnings sæt påmonteret en fleksibel slange med en præmonteret bloddyrkningsholder. Holderens design muliggør prøvetagning af dyrkningskolber og VACUETTE®prøvetagningsrør. Er ikke fremstillet af naturgummi-latex.

Håndtering

- Desinficer hænder/punktursted i henhold til stedets gældende procedurer.
- Desinficer septa på kolberne med alkohol og lad det lufttørre.
- Venepunktur udføres mens armen holdes nedad. *Kolber og prøvetagningsrør holdes i opret position. BEMÆRK: Følg altid kolbeproducentens anvisninger.*
- Pres holderen ned over kolberne. *Anvendes både aerob og anaerob kolbe udtages først aerob kolbe.*
- Når kolber er korrekt fyldt tages holderen af kolberne og fortsæt (hvis tilfældet) med VACUETTE® prøvetagningsrør.
- Efter endt prøvetagning holdes gazen på plads med den ene hånd.
- Ved anvendelse af SAFETY-blodprøvetagnings sæt aktiveres sikkerhedsmekanismen ved at trykke det lille riflede greb mod hinanden. Træk sikkerhedsmekanismen tilbage til et tydeligt klik høres. Klikket er tegn på at sikkerhedsmekanismen er korrekt aktiveret.
- Bortskaf straks det komplette blodprøvetagnings sæt i en for stedet godkendt beholder.
- Ved brug af blodprøvetagnings sæt skal enheden bortskaffes med bloddyrkningsholderen i en egnet beholder til skarpe genstande i overensstemmelse med stedets procedurer og politikker. *BEMÆRK: Hold hænderne bag nålen ved brug og under bortskaffelse.*
- Oprethold tryk på punkturstedet efter den på stedet anvendte protokol. *BEMÆRK: Undgå at trykke ned på punkturstedet.*

VACUETTE® Forholdsregler/Forsigtig

- Kontroller hver enkelt pakning af SAFETY-blodprøvetagnings sæt og eller blodprøvetagnings sæt med bloddyrkningsholder før brug. Hvis pakningen er ødelagt anvend da ikke produktet.
- Ethvert SAFETY-blodprøvetagnings sæt og/eller blodprøvetagnings sæt med holder, der har været i kontakt med blod anses for kontamineret og skal bortskaffes i en godkendt beholder til smittefarligt affald efter brug.
- Forsøg ikke at frigøre eller reaktivere nålen.
- Efter prøvetagning bortskaffes SAFETY-blodprøvetagnings sæt med bloddyrkningsholder som en enhed i en for stedet godkendt beholder.
- Hold hænderne bag nålen ved brug og under bortskaffelse.
- Biologiske prøver og skarpe genstande til prøvetagning (lancetter, kanyler, luer-adaptore og blodprøvetagnings sæt) skal håndteres i henhold til laboratoriets forskrifter og procedurer.
- Søg læge ved direkte kontakt med biologisk prøver (f.eks. ved stikskade), da dette kan overføre hiv (AIDS), viral hepatitis eller andre smittefarlige sygdomme.
- Ethvert sæt/nål der har været i kontakt med blod anses for kontamineret og skal bortskaffes i en godkendt beholder til smittefarligt affald efter brug.
- Genanvendelse af produktet kan være årsag til smittefarlige infektioner, skader eller død.
- Efter prøvetagning bortskaffes SAFETY-blodprøvetagnings sæt med bloddyrkningsholder som en enhed i en for stedet godkendt beholder.
- Anvend handsker under prøvetagning for at minimere eksponering for unødigt risiko.
- Vær forsigtig ved prøvetagning på immobiliserede, hæmofili eller epileptiske patienter (eks).
- For at undgå overfladekontaminering anbefales det at bortskaffe sættet med nålen pegende opad.
- Forsøg aldrig at dække nålen med tape.
- Forsøg ikke at frigøre sikkerhedsmekanismen efter brug.

Opbevaring

Opbevar produktet ved 4–36°C.

Bemærk: Undgå opbevaring i direkte sollys. Opbevaring ved temperaturer der er højere end det anbefalede kan forringe produktets kvalitet.

Bortskaffelse

- Gældende regler for hygiejne og korrekt bortskaffelse af risiko affald skal følges.
- Engangshandsker bør bæres for at undgå risikoen for infektion.
- Kontaminerede produkter med nåle bortskaffes straks efter brug i en for stedet godkendt beholder der kan autoklaveres og destrueres.

Oplysninger på etiket



Artikelnúmer



Batch nummer



Udløbsdato. Rørene kan anvendes indtil slutningen af den anførte måned



Sterilisation med ethylene oxide gas



Må ikke genanvendes



Consult instructions for use



Producent

References

CLSI (Clinical Laboratory Standard Institute)

H3-A6 Procedures for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by Venipuncture; Approved Standard-Sixth Edition

M47-A Principles and Procedures for Blood Cultures; Approved Guideline

Advarsel: Amerikans lovgivning begrænser denne enhed til salg af eller ordination af en læge.

Production Location: Nipro (Thailand) Corporation Limited,
10/2 Moo 8 Bangnomko, Sena, Phra Nakhon Si
Ayutthaya 13110, Thailand

Made in Thailand, distributed by Greiner Bio-One GmbH, Austria

www.gbo.com/preanalytics
faq.pa@gbo.com
(+43) 07583/6791



Greiner Bio-One GmbH
Bad Haller Straße 32
4550 Kremsmünster
Austria