

Engangsstase Produktinformation

Tilsigtet brug: Et ikke-sterilt medicinsk hjælpemiddel som tilbageholder blod i venerne, hvorved man bedre kan lokalisere disse og lave indstik.

Katalog nr.: JS-TQ002 Engangsstase enkeltrullet.
Pakning: 1000 stk. i kasse, 4 poser a 250 stk.

Katalog nr.: JS-TQ003 Engangsstase i rulle med 25 stk.
Pakning: 1000 stk. i kasse, 40 æsker a 25 stk. i rulle.



Indpakning, eksempel:



Beskrivelse: Længde: 450 ± 5mm
Bredde: 25 ± 1mm
Tykkelse: 0,635 ± 0,02mm

Materiale/egenskaber: TPE, termoplastisk elastomer
Latexfri
Trækstyrke: ≥ 3MPa
Forlængelse: >300%

Direktiv: MDD Class 1

Holdbarhed/opbevaring: 3 år/stuetemperatur

Producent: Ningbo Jenius Polymer Sci-Tech Co., Ltd., Kina