



# Decapper

## HURTIG OG EFFEKTIV



Let at bruge




Hurtig



Kompakt  
system



Begrænset  
vedligeholdelse



Kan også  
afprope  
**VACUETTE®**  
**PREMIUM rør**



**Kontinuerlig påsætning og fjernelse af rør er muligt**

Model navn	BDC13R (13x75mm / 13x100mm) BDC16R (16x75mm / 16x100mm)
Antal pladser i rotor	28 pladser
Hastighed	Afpropper 28 rør på ca. 25 sek.
Dimensioner	347x440x270mm (LxDxH)
Vægt	Ca. 15kg

*Hettich*



+45 36 77 55 55



info@hettich.dk



www.Hettich.dk



Frydenborgvej 27E,  
3400 Hillerød