

Produktdatablad

VACUETTE holdere

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

Navn Greiner Bio-One GmbH
Adresse A-4550 Kremsmünster
LandTlf. nr. Østrig
Website: www.gbo.com

1.2. Forhandler:

Navn Hettich Labinstrument ApS
Adresse Frydenborgvej 27 E, 3400 Hillerød
3677 5555
E-mail: info@hettich.dk
Website: www.hettich.dk

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO 9001 / EN 13485

Forhandler:

2. Produktet

2.1 Handelsnavn VACUETTE® holdere

2.2 Sortimentsoversigt:

[Se Sortiment](#)

2.3 Yderligere oplysninger om produktet

[183_ifu-standard-holder.pdf \(hettich.dk\)](#)

3. Produktets bestanddele (Ved sterile produkter inklusiv enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: NEJ

Papir: NEJ

Glas: NEJ

Metal: NEJ

Latex: NEJ

Bomuld: NEJ

Økologisk: NEJ

Andet: _____

3.2. Plast:

Plast-typer: PP

PVC: NEJ

Hvis PVC, angiv blødgører: _____

% af PVC: _____

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: NEJ

Typer: _____

Klorbleget materiale: NEJ

Genbrugsmaterialer: NEJ

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer?

NEJ

Angiv stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter eksklusiv enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: Papir: Glas:
Metal: Latex: Bomuld:
Økologisk:
NEJ Andet: _____

4.2. Plast:

Plasttyper: _____ PVC:
Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:Typer: _____
Klorbleget materiale: Genbrugsmaterialer:
Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej: Ja: Klasse: II a

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? Ja: Nej:

6.2. Er produktet miljømærket? Nej: Ja: Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer:

Producent: Environmental certificate kan fremsendes Forhandler: Overholder Environmental certificate

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Opbevaring mellem 4-25 grader C. Undgå direkte sollys. _____

9. Anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	enanvendelse	ærke f. genanven
Produkt	X			
Enkelemballage	X			
Inderemballage			X	
Transportemballage			X	