

Produktinformation

Engangsstase NordicMed, rulle med 25 stk.

Tilsigtet brug:

Denne engangsstase i rulle fra NordicMed kombinerer høj kvalitet og innovativt design for at optimere hygiejne og bekvemmelighed ved blodprøvetagning. En smart snip gør det nemt at bruge stasen direkte fra æsken.

Stasen, som er fremstillet af latexfri syntetisk gummi, er ideel til engangsbrug og er ikke-steril. Den næsten farvefri FSC-certificerede emballage fremhæver en mere ansvarlig tilgang til miljøet.

**Katalog nr.:
Pakning:**

NM-TQ003 Engangsstase NordicMed, Blå rulle med 25 stk.
FSC Certificeret, 1000 stk. i kasse, 40 æsker á 25 stk. i rulle



**Katalog nr.:
Pakning:**

NM-TR003 Engangsstase NordicMed, farveløs rulle med 25 stk.
FSC Certificeret, 1000 stk. i kasse, 40 æsker á 25 stk. i rulle



Indpakning, eksempel:



Beskrivelse:

Længde: 450 ± 5mm
Bredde: 25 ± 1mm
Tykkelse: 0,635 ± 0,02mm

Materiale/egenskaber:

TPE, termoplastisk elastomer
Latexfri, Trækstyrke: ≥ 3MPa, Forlængelse: >300%

Direktiv:

MDR Class 1

Holdbarhed/opbevaring:

3 år/stuetemperatur

